

■ Prérequis réseaux et système des solutions logicielles HOPI Medical

Ouverture de ports

Les ouvertures ne sont à effectuer qu'en sortie. Aucune ouverture en entrée n'est requise.

Autorisations à ajouter sur le pare-feu

Protocole	IP v4 / IP v6	Port
TCP	213.251.178.18	14515, 443, 8080,4443,10000
TCP	188.165.206.101	14515, 443, 8080,4443,10000
UDP/TCP	188.165.229.100	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	188.165.206.101	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	195.154.171.199	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	91.121.72.86	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	94.23.249.144	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	94.23.48.120	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	37.59.47.47	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	51.91.30.64	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	198.27.64.134	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP/TCP	87.98.141.16	14516, 14518, 14519,4443,10000
UDP / TCP	54.38.37.214	80, 443, 22, 3478, 5349, 10000
TCP	Localhost	14520,14521,3306,4443,10000

Autorisation sur proxy

Protocole	Adresse	Port
TCP	https://lps.dmp.gouv.fr/si-dmp-server/v1/services	443
TCP	https://*.lps-igc-sante.dmp.gouv.fr	443
TCP	https://lps-igc-sante.dmp.gouv.fr/si-dmp-server/v1/services	443
TCP	https://dmpe1.icanopee.net	9070
TCP	https://dmpe2.icanopee.net	9070
TCP	https://dmpe3.icanopee.net	9070
TCP	*.pool.ntp.org	123
TCP	https://mss-msg-igcsante.mssante.fr	443
TCP	https://mss-idp-igcsante.mssante.fr	443
TCP	https://ldap.annuaire.mmsante.fr	389
TCP	*.neolinks.com	443
TCP	*.biodmp.com	443

■ Prérequis réseaux et système des solutions logicielles HOPI Medical

Exclusion antivirus

C:\Program Files\Neolinks
C:\Program Files (x86)\Neolinks
C:\Program Files (x86)\HOPIMedical

Système de fichiers

Pour le bon fonctionnement des logiciels TeleMedica et eRosetta sur un terminal Windows, il est nécessaire que les dossiers suivants soient autorisés en écriture et en lecture pour l'utilisateur final :

C:\ProgramData\eRosetta
C:\ProgramData\Neolinks
C:\ProgramData\Btolink

Installation silencieuse

Installation silencieuse de TeleMedica

/S = mode silencieux

Soient les formes suivantes :

TelemedicalInstaller-XXXXX.exe /S pour une installation de TeleMedica